


Mrpl1 Pab De Coelho - Q9Byd6

Número do item: CM0024917



introdução

Anticorpo policlonal que visa o MRPL1 humano (L1mt, MRP-L1) para WB e ELISA. Detecta a proteína ribossômica L1 de 39S nas mitocôndrias, com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L1MT; BM022; MRP-L1;; MRPL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65008
GeneID	65008
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-325 do MRPL1 humano (NP_064621.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BYD6
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo