


Anticorpo Monoclonal De Coelho Mrpl20 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

Número do item: CM0004205



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado por KD, direcionado à proteína ribossomal mitocondrial MRPL20. Adequado para aplicações de Western blot, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho MRPL20
Observações/Apelido	L20mt; bL20m; MRP-L20
Espécie	Humano
ID do Gene	55052
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 48-147 do MRPL20 humano (NP_060441.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYC9
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo