


Anticorpo Policlonal De Coelho Mrpl34 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Número do item: CM0023035



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRPL34, uma proteína da subunidade ribossômica grande mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de síntese proteica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MRPL34 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L34mt; MRPL34
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-92 do MRPL34 humano (NP_076426.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQ48
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo