


Anticorpo Policlonal De Coelho Mrps16 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Número do item: CM0030118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína ribossomal mitocondrial MRPS16. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta MRPS16 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de tradução mitocondrial e pesquisas sobre COXPD2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS16 p Coelho
Observações/Apelido	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Espécie	Humano
GeneID	51021
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-137 do MRPS16 humano (NP_057149.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3D3
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo