


Anticorpo Policlonal De Coelho Mrps27 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92552

Número do item: CM0014284



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS27 humano (proteína ribossomal mitocondrial S27) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras de humano, camundongo e rato. Uso em pesquisas sobre tradução mitocondrial e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS27 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S27mt; MRP-S27; MRPS27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23107
GeneID	23107
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-414 do MRPS27 humano (NP_055899.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92552
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo