

Anticorpo Policlonal Coelho Mrps36 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82909

Número do item: CM0024671

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPS36/Componente 4 da alfa-cetoglutarato desidrogenase humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para amostras de Humano, Rato. Ideal para estudos de metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho MRPS36
Observações/Apelido	MRPS36; DC47; MRP-S36; proteína ribossomal mitocondrial S36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6183
GeneID (Rato)	92259
Imunogénio	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-103 do MRPS36 humano (NP_150597.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P82909
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de Gelo