


Msr1 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P21757

Número do item: CM0007038



introdução

MSR1 mAb de coelho é um anticorpo monoclonal para Western blot e ELISA, que detecta o receptor 1 de varredura de macrófagos (MSR1/CD204) humano, de camundongo e de rato em ~50 kDa. Ideal para o estudo da formação de células espumosas, aterosclerose e defesa imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSR1 mAb de coelho
Observações/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4481
GeneID	4481
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MSR1 humana (P21757)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21757
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo