

Anticorpo Policlonal De Coelho Msr1/Sra/Sr-A Para Wb, If-P, Elisa - P21757

Número do item: CM0024234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MSR1 humano (CD204/receptor de depuração A). Reage com humano, camundongo e rato. Validado para WB, IF-P e ELISA. Imunógeno: proteína recombinante (aa 90-274 do MSR1 humano). Útil para pesquisa em aterosclerose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MSR1
Observações/Apelido	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4481
GeneID	4481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-274 do MSR1 humano (NP_619729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21757
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de Gelo