

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mst4 Para Wb E Elisa - Q9P289

Número do item: CM0003387



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra MST4 (STK26), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação do crescimento celular, apoptose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MST4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MASK; MST4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51765
GeneID	51765
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 317-416 do MST4 humano (Q9P289).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P289
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo