

## Mt-Co3 Anticorpo Policlonal De Coelho - Mt-Co3 Rabbit Pab

Número do item: CM0025859

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MT-CO3 para aplicações de WB e ELISA, reagindo com espécies de camundongo e rato. Este anticorpo é produzido contra um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do MT-CO3 de camundongo (NP\_904334.1). Adequado para pesquisas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MT-CO3 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Observações/Apelido | COX3; MT-CO3                                                                                                                                |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 4514                                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 17710                                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-CO3 de camundongo (NP_904334.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 29kDa                                                                                                                                       |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                               |