


Anticorpo Policlonal De Coelho Mt-Nd1 (Anti-Subunidade 1 Da Nadh Desidrogenase) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03886

Número do item: CM0023472



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MT-ND1 (subunidade 1 da NADH desidrogenase) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Peso molecular alvo de 36 kDa. Ideal para pesquisa do complexo mitocondrial I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	MTND1; ND1; MT-ND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4535
GeneID	4535
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do MT-ND1 humano (YP_003024026.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03886
Peso Molecular da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo