


Anticorpo Policlonal De Coelho Mt-Nd1 Para Wb E Elisa - P03888

Número do item: CM0025788



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MT-ND1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece a cadeia 1 da NADH-ubiquinona oxidoreductase humana e de rato, uma subunidade chave do Complexo I mitocondrial. Ideal para pesquisas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND1 pAb Coelho
Observações/Apelido	Trnl; MT-ND1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	4535
ID do Gene	17716
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P03888
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo