

Anticorpo Policlonal De Coelho Mt-Nd3 - Mt-Nd3

Número do item: CM0030955

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MT-ND3, produzido contra um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-ND3 de rato. Validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Peso molecular previsto de 13kDa. Ideal para pesquisa do complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MT-ND3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ND3; MT-ND3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4537
ID do Gene (Camundongo)	17718
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-ND3 de camundongo (NP_904335.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de Gelo