

Mt-Nd4 Anticorpo Policlonal De Coelho - Mt-Nd4

Número do item: CM0030179

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho visa especificamente o MT-ND4 (ND4), uma subunidade central do complexo I mitocondrial. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, reconhece amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre função mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ND4; MT-ND4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4538
ID do Gene (Camundongo)	17719
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 360-459 do MT-ND4 de camundongo (NP_904337.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo