

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mtap Para Wb, Elisa - Q13126

Número do item: CM0006213



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MTAP humano para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar as vias de salvamento de metionina e biossíntese de poliaminas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTAP Rabbit mAb
Observações/Apelido	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4507
GeneID	4507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do MTAP humano (NP_002442.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13126
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo