

Anticorpo Policlonal De Coelho Mtf2 Para Wb, Elisa - Q9Y483

Número do item: CM0025096



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTF2 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos do complexo PRC2 e pesquisa de diferenciação de células-tronco embrionárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MTF2
Observações/Apelido	M96; PCL2; TDRD19A; dj976O13.2; MTF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	22823
GeneID	22823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do MTF2 humano (NP_001157864.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y483
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo