


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Mthfr Para Wb, Elisa - P42898

Número do item: CM0018491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) humana, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a rato. Essencial para estudos do metabolismo de folato e metionina e variantes de doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTHFR Rabbit pAb
Observações/Alias	MTHFR
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4524
GeneID	4524
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da MTHFR humana (NP_005948.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P42898
Peso Proteico	75kDa
Envio	Bolsa de gelo