


Mtif2 Coelho Pab - P46199

Número do item: CM0023498



introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao fator de iniciação da tradução mitocondrial IF-2 (MTIF2), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar a síntese proteica mitocondrial e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTIF2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MTIF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4528
GeneID	4528
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 428-727 do MTIF2 humano (NP_002444.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P46199
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo