

Mtif2 Pab De Coelho - P46199

Número do item: CM0023468

introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao fator de iniciação da tradução mitocondrial IF-2 (MTIF2), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de síntese proteica mitocondrial e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTIF2 pAb de coelho
Observações/Apelido	MTIF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4528
GeneID	4528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 428-727 da MTIF2 humana (NP_002444.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46199
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo