

Mtor Coelho Pab - P42345

Número do item: CM0019663



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho mTOR validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade humana, de rato e camundongo. Regulador central do crescimento e metabolismo celular; adequado para pesquisa de sinalização e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mTOR Coelho pAb
Observações/Apelido	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do mTOR humano (NP_004949.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envio	Saco de gelo