

Pab De Coelho Anti-Mx1 - P20591

Número do item: CM0021127



introdução

Anticorpo policlonal contra a proteína de ligação a GTP Mx1 induzida por interferon, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com MX1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-MX1
Observações/Alíás	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4599
GeneID	4599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da MX1 humana (NP_001171517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P20591
Peso da proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo