

Myb Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P10242

Número do item: CM0017661

introdução

Anticorpo policlonal de coelho MYB (P10242) para WB e ELISA. Derivado de imunogênio de peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 380-640 do MYB humano. Adequado para amostras humanas em pesquisa transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYB Rabbit pAb
Observações/Apelido	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4602
GeneID	4602
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 380-640 do MYB humano (NP_005366.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10242
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo