

Myf5 Rabbit Pab Para Wb - P13349

Número do item: CM0022330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MYF5 validado para WB e ELISA. Reage com MYF5 humano e de camundongo, um fator de transcrição crítico para a diferenciação muscular. Ideal para pesquisas sobre miogênese e estudos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYF5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EORVA; bHLHc2; MYF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4617
ID do Gene	4617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-220 do MYF5 humano (NP_005584.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13349
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo