

Anticorpo Policlonal De Coelho Myf6 Para Wb E Elisa - P23409

Número do item: CM0013270

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho MYF6 (P23409) é um anticorpo policlonal para aplicações em Western blot e ELISA. Ele detecta MYF6 humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição de 27 kDa crítico para a diferenciação do músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho MYF6
Observações/Apelido	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4618
GeneID	4618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-180 do MYF6 humano (NP_002460.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23409
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo