

Anticorpo Policlonal De Coelho Myh10 Para Wb E Elisa - P35580

Número do item: CM0015151



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYH10 (Miosina-10) humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta MYH10 humano, de camundongo e de rato com peso molecular previsto de 229 kDa. Ideal para estudos de motilidade celular, citocinese e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MYH10
Observações/Alias	NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4628
ID do Gene	4628
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1908-2007 de MYH10 humano (NP_001242941.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35580
Peso Molecular da Proteína	229kDa
Envio	Bolsa de gelo