


Myh14 Anticorpo Mab De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Número do item: CM0004360



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho MYH14 validado para WB, IF-P, ELISA; reativo com humano, camundongo, rato. Adequado para estudar citocinese, forma celular e funções de miosina não muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH14 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; myosin; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79784
GeneID	79784
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do MYH14 humano (NP_079005.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z406
Peso da Proteína	228kDa
Envio	Saco com gelo