

Anticorpo Monoclonal De Coelho Myh6 Para Wb, If-P, Elisa - P13533

Número do item: CM0010574

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MYH6 humano (alfa-MHC) adequado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Para estudos de contração do músculo cardíaco e mutações associadas a cardiomiopatias. SWISS: P13533.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alfa-MHC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4624
GeneID	4624
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 160-260 do MYH6 humano (NP_002462.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13533
Peso da Proteína	224kDa
Envio	Saco com gelo