


Mab De Coelho Myh6/Aα-Mhc - Q02566

Número do item: CM0010348



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MYH6/Aα-MHC, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta miosina-6 de camundongo e rato (cadeia pesada da miosina do músculo cardíaco alfa). Ideal para pesquisa de contração cardíaca e estudos de biologia muscular. SWISS: Q02566.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho MYH6/Aα-MHC
Observações/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4624
GeneID	17888
Imunógeno	Pepetídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 621-720 do MYH6/Aα-MHC de camundongo (NP_034986.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q02566
Peso da Proteína	224 kDa
Envio	Bolsa de gelo