

Polymab® De Coelho Para Myh6/Myh7 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Número do item: CM0009406

introdução

PolymAb® recombinante de coelho contra MYH6/MYH7 (cadeia pesada alfa/beta da miosina cardíaca) humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de coelho para MYH6/MYH7
Observações/Apelidos	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alfa-MHC;CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4624/4625
GeneID	4624/4625
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1730-1830 da MYH6/MYH7 humana (NP_002462.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13533/P12883
Peso da Proteína	223kDa
Envio	Bolsa de gelo