

Mab De Coelho Anti-Myl2 Para Wb, If-P, Elisa - P10916

Número do item: CM0011507



introdução

O mAb de coelho anti-MYL2 é um anticorpo monoclonal validado para WB, IF-P e ELISA. Tem como alvo a MYL2 (MLC2) humana e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em músculo cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-MYL2
Observações/Apelido	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4633
ID do gene	4633
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P10916
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo