

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myl6B Para Wb, Elisa - P14649

Número do item: CM0019565



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYL6B humano (cadeia leve de miosina 6B), validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato; adequado para biologia muscular e pesquisa em miosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti-MYL6B
Observações/Apelido	MLC15A; MYL6B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140465
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do MYL6B humano (NP_002466.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14649
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Em saco de gelo