

Mylk Rabbit Mab Para Wb, Elisa - Q15746

Número do item: CM0008691



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MYLK humano (MLCK) para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de contração muscular lisa, migração celular e resposta inflamatória. Peso molecular 211 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYLK Rabbit mAb
Observações/Apelido	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4638
GeneID	4638
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1800-1900 do MYLK humano (Q15746).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15746
Peso da Proteína	211kDa
Envio	Saco de gelo