

Anticorpo Policlonico De Coelho Mylk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Número do item: CM0026703

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a MYLK3 (Cardiac-MLCK), adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo, detecta proteína de ~88 kDa. Ideal para estudos de sarcômero cardíaco e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYLK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	91807
GeneID	91807
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 de MYLK3 humano (NP_872299.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q32MK0
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo