

Pab De Coelho Anti-Myo10 Para Wb, Elisa - Q9Hd67

Número do item: CM0018258



introdução

O pAb de coelho anti-MYO10 (Q9HD67) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado contra MYO10 humano com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudar as funções da miosina-X na adesão celular, nos filopódios e no transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-MYO10
Observações/Alcunha	MyoX; MYO10
Espécie	Humano
ID do gene	4651 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 845-944 do MYO10 humano (NP_036466.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9HD67
Peso da proteína	237 kDa
Transporte	Bolsa de gelo