

Anticorpo Policlonal De Coelho Myo5A Para Wb, Elisa - Q9Y4I1

Número do item: CM0025685



introdução

O MYO5A Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína humana recombinante MYO5A. Validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisas sobre a função motora da miosina-Va, transporte de melanossomos e polarização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYO5A Rabbit pAb
Observações/Alias	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 950-1150 da MYO5A humana (NP_000250.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4I1
Peso Proteico	215kDa
Envio	Saco de gelo