


Anticorpo Policlonal Coelho Myoc Para Wb, Elisa - Q99972

Número do item: CM0024287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MYOC humano (Myocilina). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para pesquisa de glaucoma, adesão celular e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho MYOC
Observações/Apelido	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4653
GeneID	4653
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99972
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Em saco de gelo