

Anticorpo Policlonal Coelho Myod1 Para Wb E Elisa - P15172

Número do item: CM0016729

introdução

O Anticorpo Policlonal Coelho MyoD1 direcionado ao MyoD1 humano (SWISS: P15172) fornece detecção confiável em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo, apoiando a pesquisa de diferenciação muscular e miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho MyoD1
Observações/Apelido	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4654
ID do Gene	4654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-300 do MyoD1 humano (NP_002469.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15172
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo