


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mioglobina Para Wb E Elisa - P02144

Número do item: CM0003517



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a mioglobina humana (P02144), adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta a mioglobina de camundongo e rato. Essencial para estudos sobre transporte de oxigênio, fisiologia muscular e atividade redutora de nitrito.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mioglobina mAb de Coelho
Observações/Apelido	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4151
GeneID	4151
Imunôgeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 55-154 da mioglobina humana (P02144).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P02144
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo