

Anticorpo Policlonal De Coelho Myom2 Para Wb, Elisa - P54296

Número do item: CM0019029

introdução

O pAb de Coelho MYOM2 é um anticorpo policlonal produzido contra MYOM2 humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato, sendo adequado para o estudo da arquitetura da banda M miofibrilar e da organização dos sarcômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYOM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TTNAP; MYOM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9172
GeneID	9172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do MYOM2 humano (NP_003961.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54296
Peso da Proteína	165kDa
Envio	Saco com gelo