

Anticorpo Policlonal Coelho Myoz2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Número do item: CM0028597

introdução

O Anticorpo Policlonal Coelho MYOZ2 é um anticorpo policlonal aplicável em WB, IF/ICC, ELISA, reconhecendo a Miozenina-2 (calsarcina-1) humana, de rato e de camundongo. Chave na organização da linha Z do sarcômero e na sinalização da calcineurina, adequado para estudos de músculo cardíaco/esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho MYOZ2
Observações/Apelido	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51778
GeneID	51778
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPC6
Peso Proteico	30kDa
Remessa	Saco de gelo