

Pab De Coelho Contra N5-Metilcitidina - M5C

Número do item: CM0024615

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a N5-Metilcitidina (m5C), uma modificação chave de RNA. Validado para IF/CCI e ELISA com reatividade cruzada humana, apoiando a pesquisa epitranscriptômica e o desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra N5-Metilcitidina
Observações/Apelido	m5C; N5-Metilcitidina
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes a N5-Metilcitidina / m5C.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/CCI, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
Envio	Bolsa de gelo