

N6-Metiladenosina / M6A Mouse Mab - A19136

Número do item: CM0003140

introdução

Anticorpo monoclonal de rato N6-metiladenosina (m6A) validado para dot blot (DB) e ELISA. Detecção da modificação de RNA m6A independente da espécie. Ideal para aplicações de pesquisa epigenética e de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N6-metiladenosina / m6A Mouse mAb
Observações/Apelido	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID do Gene (Humano)	m6A
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes a N6-metiladenosina / m6A
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Envio	Saco de gelo