

Anticorpo Monoclonal De Coelho N6-Metiladenosina (M6A) Para Merip, Elisa, If/Icc, Db E Arranjo De Nucleotídeos

Número do item: CM0000064

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho N6-metiladenosina (m6A) de alta qualidade para aplicações de meRIP, ELISA, IF/ICC, DB e arranjos de nucleotídeos. Apresenta reatividade cruzada independente de espécie. Adequado para estudos epitranscriptômicos e mapeamento de modificações de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N6-metiladenosina / m6A Rabbit mAb
Observações/Apelido	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID do Gene (Humano)	m6A
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à N6-metiladenosina / m6A
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Arranjo de Nucleotídeos
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Bolsa de gelo