

Anticorpo Policlonal De Coelho N6-Metiladenosina (M6A) Para Merip, Dot Blot, Elisa E Array De Nucleotídeos

Número do item: CM0000050

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-m6A independente de espécie, validado para meRIP, dot blot, ELISA, IF/ICC e array de nucleotídeos. Adequado para pesquisa de modificação de RNA e desenvolvimento de ensaios epitranscriptômicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	N6-metiladenosina / m6A pAb de Coelho
Observações / Apelido	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID do Gene (Humano)	m6A
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes a N6-metiladenosina / m6A
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Array de Nucleotídeos
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo