

Anticorpo Policlonal De Coelho Naa60 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7X0

Número do item: CM0028487



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAA60 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. A N-alfa-acetiltransferase 60 (NatF) acetila proteínas transmembrana, sendo essencial para a segregação cromossômica. Ideal para pesquisa em câncer e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAA60 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79903
GeneID	79903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 da NAA60 humana (NP_001077070.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H7X0
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo