

Anticorpo Policlonal De Coelho Naf1 Para Wb, Elisa - Q96Hr8

Número do item: CM0022331



introdução

Gerado contra proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 150-400 da NAF1 humana, este anticorpo reconhece NAF1 humana, de camundongo e de rato para aplicações de Western blot e ELISA em pesquisa de biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAF1
Espécie	Humano
GeneID	92345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-400 da NAF1 humana (NP_612395.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HR8
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo