


Nagk Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q9Uj70

Número do item: CM0030282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAGK validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre a função da GlcNAc quinase no metabolismo de glicanos e na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NAGK Rabbit pAb
Observações/Alias	GNK; HSA242910; NAGK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55577
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-210 da NAGK humana (NP_060037.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJ70
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo