

Naif1 Rabbit Pab - Q69Yi7

Número do item: CM0018421

introdução

Anticorpo policlonal direcionado à proteína fator 1 indutor de apoptose nuclear de 35 kDa (NAIF1) para aplicações de WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NAIF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	203245
GeneID	203245
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da NAIF1 humana (NP_931045.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q69YI7
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo