


Nanog Rabbit Mab - Q80Z64

Número do item: CM0012146



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nanog de camundongo (Proteína Homeobox NANOG). Validado para ELISA, WB, ChIP e citometria de fluxo intracelular. Reage cruzadamente com Nanog humano. Ideal para pesquisa em células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	
Observações/Apelido	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	79923
GeneID	71950
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-305 do Nanog de camundongo (NP_082292.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, WB, ChIP, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q80Z64
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo