


Anticorpo Policlonal De Coelho Nat10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

Número do item: CM0026060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAT10 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o NAT10 humano e de rato, uma acetiltransferase de citidina de RNA de 116 kDa envolvida na modificação de ac4C de mRNA e rRNA e na biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAT10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55226
ID do Gene	55226
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do NAT10 humano (NP_078938.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H0A0
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Saco de gelo